

Ankle Supports - EN
APPLICATION & CARE INSTRUCTIONS
Tobilieras - ES
INSTRUCCIONES PARA SU COLOCACION Y CUIDADO
Supports de cheville - FR
UTILISATION ET ENTRETIEN
Sprunggelenkbandagen - DE
ANWEISUNG ZUM ANLEGEN UND ZUR PFLEGE
Enkelsteunen - NL
INSTRUCTIES VOOR AANBRENGEN EN ONDERHOUD
Υποστηρίγματα στραγάλου - GR
ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
Supporti per caviglia - IT
ISTRUZIONI PER L'APPLICAZIONE E LA CURA DEL PRODOTTO
Ankelstøtter - DK
INSTRUKTIONER I ANVENDELSE OG VEDLIGEHOLDELSE
Suportes para tornozelo - PT
INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO E CUIDADOS
Stabilizatori kostki - PL
STOSOWANIE I ZALECENIA DOTYCZĄCE OBCHODZENIA SIĘ Z PRODUKTEM
Ankelskydd - SE
ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDNING OCH SKÖTSEL
Голеностопные держатели - RU
РУКОВОДСТВО ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И УХОДУ

Podpěry kotníku - CZ
POKYNY PRO POUŽITÍ A OŠETŘOVÁNÍ
护踝 - SC - 简体中文
使用与保养说明
작목 보호대 - KO
적용 및 주의사항
護踝 - TC - 繁體中文
使用及護理說明
Nilkkatuet - FI
KÄYTTÖ- JA HOITO-OHJEET

Steznici za skočni zglob - SR
UPUTSTVO ZA KORIŠTENJE I ODRŽAVANJE

Steznici za gležanj - HR
PRIMJENA I ODRŽAVANJE

دعامات الكاحل
تعليمات الاستخدام والعناية

Penahan Pergelangan Kaki - MS
PANDUAN PEMAKAIAN & PENJAGAAN

สนับสนุนเท้า - TH
คำแนะนำในการใช้และดูแลรักษา

Đệm đỡ mắt cá chân - VI
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VÀ BẢO DƯỠNG

Ортеза за глезен - BG
ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА И ПОЧИСТВАНЕ

Pahklutoed - ET
KASUTAMIS- JA HOOLDUSJUHEND

Bokaszorítók - HU
ALKALMAZÁSI ÉS ÁPOLÁSI UTASÍTÁSOK

Ökkliautoöninger - IS
LEIBBEINGNAR UM MEÐFERÐ OG NOTKUN

Balstortozes potītmē - LV
LIETOŠANAS UN KOPŠANAS NORĀDĪJUMI

Ortozes potīteļi - LT
LIETOŠANAS UN KOPŠANAS NORĀDĪJUMAI

Støttebandasjer for ankel - NO
BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING

Supporturi pentru gleznă - RO
INSTRUCȚIUNI DE APLICARE ȘI ÎNȚREȚINERE

Bandáže na členok - SK
POKYNY NA ZAKLADANIE A STAROSTLIVOSŤ

Opore za gleženj - SL
NAVODILA ZA UPORABO IN NEGO

Ayak Bileği Destekleri - TR
UYGULAMA VE BAKIM TALİMATLARI

ANKLE SUPPORT ELASTIC ***962SM, ***962MD, ***962LG, ***962XL, ***6502, ***6503, ***963SM, ***963MD, ***963LG, ***963XL, ***3466, ***3467, ***3468, ***3469, ***47631, ***47632, ***47633, ***47634, ***6502A, ***6503A
4WAY STRETCH ANKLE SUPPORT ELASTIC 6527, 6527C, 6527ML, 6528, 6528C, 6528MD, 64125ML, 64128ML, 64129ML
ANKLE SUPPORT NEOPRENE BLEND 964SM, 964MD, 964LG, 964XL, 96411, 96422, 96433, 96444
ANKLE SUPPORT NEOPRENE BLEND W/STRAPS 965SM-965XL
ANKLE NEOPRENE ADJUSTABLE OSFM 4547, 4547EU, 6511, 6511C, 6511ML
4WAY STRETCH ANKLE SUPPORT 4007, 4008, 4009
HYBRID ANKLE SUPPORT ***65517ML
EASYGRIP™ ANKLE WRAP 65557ML

Intended Use: Provides support to weak, injured, or arthritic ankle joints

How to Apply: (962SM, 962MD, 962LG, 962XL, 963SM, 963MD, 963LG, 963XL, 964SM, 964MD, 964LG, 964XL, 3466, 3467, 3468, 3469, 6502, 6503, 6502A, 6503A, 6527, 6527C, 6527ML, 6528, 6528C, 6528ML, 47631, 47632, 47633, 47634, 64125ML, 64128ML, 64129ML, 96411, 96422, 96433, 96444)

- Slide foot into support.
- Support can be worn over sock or over bare foot.
- How to Apply:** (965SM, 965MD, 965LG, 965XL)

- Slide foot into support.
- Wrap around inner strap to desired compression.
- Wrap around outer strap to desired compression.

How to Apply: (4547, 4547EU, 6511, 6511C, 6511ML)
1. Place heel in opening.
2. Fasten strap over arch.
3. Fasten strap around ankle.
4. Criss-cross tension straps around ankle.

- Adjust as needed for a comfortable fit.
- Adjust to desired compression level

How to Apply: (4007, 4008, 4009)
1. Slide support onto foot.
2. Center support on ankle.
3. Adjust as needed for a comfortable fit.

How to Apply: (6517ML)
1. Slide foot into knit section of the support with care tag against the shin
2. Wrap lower strap around back of ankle and fasten tab on the front
3. Wrap upper strap around back of leg and fasten tab on the front

Wrap upper strap around back of leg and fasten tab on the front
How to Apply: (6557ML)

Slide loop onto foot so silicone is facing towards your ankle
2. Wrap the strap behind the ankle with silicone against the skin or sock

Wrap the strap over and then under the foot
4. Continue wrapping around the front of the ankle, secure tab
5. Adjust to desired compression level

*****CAUTION:** This Product Contains Natural Rubber Latex Which May Cause Allergic Reactions.

Some products constructed of a neoprene blend may cause skin irritation.

If rash develops or pain persists, discontinue use and consult a physician.

CARE: Hand wash in cold water with mild detergent. Do not use bleach or fabric softener. Rinse thoroughly and air dry.

Notice: Should any serious health related incident occur with the use of this device, please notify the manufacturer identified on the label and the competent authorities of your country.

ELASTISKT FOTLEDSSTÖD ***962SM, ***962MD, ***962LG, ***962XL, ***6502, ***6503, ***963SM, ***963MD, ***963LG, ***963XL, ***3466, ***3467, ***3468, ***3469, ***47631, ***47632, ***47633, ***47634, ***6502A, ***6503A

TÖBJART FOTLEDSSTÖD ELASTISKT 6527, 6527C, 6527ML, 6528, 6528C, 6528MD, 64125ML, 64128ML, 64129ML
FOTLEDSSTÖD NEOPRENBLANDNING 964SM, 964MD, 964LG, 964XL, 96411, 96422, 96433, 96444
FOTLEDSSTÖD NEOPRENBLANDNING MED REMMAR 965SM-965XL
FOTLED NEOPREN JUSTERBAR EN STORLEK 4547, 4547EU, 6511, 6511C, 6511ML
TÖBJART FOTLEDSSTÖD 40007, 40008, 40009

Avsedd användning: Ger stöd åt svaga, skadade eller artitiska fotleder.
--

Gör så här: (962SM, 962MD, 962LG, 962XL, 963SM, 963MD, 963LG, 963XL, 964SM, 964MD, 964LG, 964XL, 3466, 3467, 3468, 3469, 6502, 6503, 6502A, 6503A, 6527, 6527C, 6527ML, 6528, 6528C, 6528ML, 47631, 47632, 47633, 47634, 64125ML, 64128ML, 64129ML, 96411, 96422, 96433, 96444)
1. Öppna stödet i fotleden.
2. Placera hälen i öppningen.
3. Fäst remmen över hälfötten.
4. Fäst remmen runt ankel.
5. Justera efter behov så att skyddet sitter bekvämt.

Gör så här: (4547, 4547EU, 6511, 6511C, 6511ML)
1. Placera hälen i öppningen.
2. Fäst remmen över hälfötten.
3. Fäst remmen runt ankel.
4. Korsa spännremmarna runt ankel.
5. Justera efter behov så att skyddet sitter bekvämt.

Gör så här: (4007, 4008, 4009)
1. För stödet på foten.
2. Centraera stödet på fotleden.
3. Justera efter behov så att det sitter bekvämt.

***VAR FÖRSIKTIG: Denna produkt innehåller naturligt latexföremål som kan framkalla allergiska reaktioner.

Vissa produkter som är tillverkade av en neoprenblandning som kan förorsaka hudirritation.

Upphör med användningen och sök läkare vid hudutslag eller bestående smärta.

UNDERHÅLL: Handtvätta i kallt vatten med ett mild rengöringsmedel. Använd inte blekmedel eller mjukgöringsmedel. Sköjv noga och låt lufttorka.

Obs! Om en allvarig hälsorelaterad skada skulle uppstå när du använder den här produkten ska du kontakta den leverantör som identifieras på etiketten och den behöriga hälsö/sjukvårdsmyndighet i ditt land.

SPRUNGGELENKBANDAGE – ELASTISCH ***962SM, ***962MD, ***962LG, ***962XL, ***6502, ***6503, ***963SM, ***963MD, ***963LG, ***963XL, ***3466, ***3467, ***3468, ***3469, ***47631, ***47632, ***47633, ***47634, ***6502A, ***6503A
4-WEG-SPRUNGGELENK-STRECKBANDAGE – ELASTISCH 6527, 6527C, 6527ML, 6528, 6528C, 6528MD, 64125ML, 64128ML, 64129ML
SPRUNGGELENKBANDAGE – NEOPRENMISCHUNG 964SM, 964MD, 964LG, 964XL, 96411, 96422, 96433, 96444
SPRUNGGELENKBANDAGE – NEOPRENMISCHUNG MIT GURTEN 965SM-965XL
SPRUNGGELENKBANDAGE – NEOPREN, EINSTELLBAR, EINHEITSGROSSE 4547, 4547EU, 6511, 6511C, 6511ML
4-WEG-SPRUNGGELENK-STRECKBANDAGE 40007, 40008, 40009

Vorgesehener Verwendungszweck: Stützt geschwächte, verletzte oder von Arthritis befallene Sprunggelenke.

Anlegen des Produkts: (962SM, 962MD, 962LG, 962XL, 963SM, 963MD, 963LG, 963XL, 964SM, 964MD, 964LG, 964XL, 3466, 3467, 3468, 3469, 6502, 6503, 6502A, 6503A, 6527, 6527C, 6527ML, 6528, 6528C, 6528MD, 47631, 47632, 47633, 47634, 64125ML, 64128ML, 64129ML, 96411, 96422, 96433, 96444)

- Slide foot into support.
- Support can be worn over sock or over bare foot.
- How to Apply:** (965SM, 965MD, 965LG, 965XL)

- Slide foot into support.
- Wrap around inner strap to desired compression.
- Wrap around outer strap to desired compression.

How to Apply: (4547, 4547EU, 6511, 6511C, 6511ML)

- Place heel in opening.
- Fasten strap over arch.
- Fasten strap around ankle.
- Criss-cross tension straps around ankle.

- Adjust as needed for a comfortable fit.

How to Apply: (4007, 4008, 4009)

How to Apply: (6517ML)
1. Slide foot into knit section of the support with care tag against the shin
2. Wrap lower strap around back of ankle and fasten tab on the front
3. Wrap upper strap around back of leg and fasten tab on the front

Wrap upper strap around back of leg and fasten tab on the front

How to Apply: (6557ML)

Slide loop onto foot so silicone is facing towards your ankle
2. Wrap the strap behind the ankle with silicone against the skin or sock

Wrap the strap over and then under the foot

4. Continue wrapping around the front of the ankle, secure tab

5. Adjust to desired compression level

*****CAUTION:** Dieses Produkt enthält natürlichen Latex, der allergische Reaktionen hervorrufen kann.

Einige aus einer Neopren-Mischung hergestellte Produkte können Hautreizungen verursachen. Beim Auftreten eines Hautausschlags oder bei anhaltenden Schmerzen das Produkt nicht weiterverwenden und einen Arzt aufsuchen.

PFLEGEANLEITUNG: Waschen Sie das Produkt von Hand mit einem milden Waschnmittel in kaltem Wasser. Verwenden Sie weder Bleichmittel noch Weichspüler. Spülen Sie es gründlich ab und lassen Sie es an der Luft trocknen.

Hinweis: Sollte es infolge der Verwendung des Produkts zu schwerwiegenden Gesundheitsstörungen kommen, benachrichtigen Sie bitte den auf dem Etikett genannten Hersteller sowie die zuständigen Gesundheitsbehörden Ihres Landes.

ГОЛЕНОСТОПНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ, ЭЛАСТИЧНЫЙ ***962SM, ***962MD, ***962LG, ***962XL, ***6502, ***6503, ***963SM, ***963MD, ***963LG, ***963XL, ***3466, ***3467, ***3468, ***3469, ***47631, ***47632, ***47633, ***47634, ***6502A, ***6503A

ГОЛЕНОСТОПНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ, ЭЛАСТИЧНЫЙ 6527, 6527C, 6527ML, 6528, 6528C, 6528MD, 64125ML, 64128ML, 64129ML
ГОЛЕНОСТОПНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ ИЗ НЕОПРЕНОВОГО СОСТАВА 964SM, 964MD, 964LG, 964XL, 96411, 96422, 96433, 96444
ГОЛЕНОСТОПНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ ИЗ НЕОПРЕНОВОГО СОСТАВА, С ЛЯЖКАМИ 965SM-965XL
ГОЛЕНОСТОПНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ ИЗ НЕОПРЕНА, БЕЗРАЗМЕРНЫЙ, РЕГУЛИРУЕМЫЙ 4547, 4547EU, 6511, 6511C, 6511ML
ГОЛЕНОСТОПНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ ИЗ НЕОПРЕНА, РЕГУЛИРУЕМЫЙ 40007, 40008, 40009

Прдназначение: Обеспечивает поддержку ослабленных, травмированных или артритных голеностопных суставов.

Порядок применения: (962SM, 962MD, 962LG, 962XL, 963SM, 963MD, 963LG, 963XL, 964SM, 964MD, 964LG, 3466, 3467, 3468, 3469, 6502, 6503, 6502A, 6503A, 6527, 6527C, 6527ML, 6528, 6528C, 6528ML, 47631, 47632, 47633, 47634, 64125ML, 64128ML, 64129ML, 96411, 96422, 96433, 96444)

- Вставьте ступню в держатель.
- Он может надеваться поверх носка либо на босу ногу.

Порядок применения: (965SM, 965MD, 965LG, 965XL)

- Вставьте ступню в держатель.
- Сняните его внутренней лямкой, обещавше необходимое усилие.
- Затем подтяните до необходимой степени внешнюю лямку.

Порядок применения: (4547, 4547EU, 6511, 6511C, 6511ML)

- Поместите пятку в отверстие.
- Закрепите лямку поверх свода стопы.
- Оберните голеностоп лямкой.
- Оберните голеностоп крест-накрест стягивающими лямками.
- Подтяните их до необходимых размеров.

Порядок применения: (4007, 4008, 4009)

- Наденьте держатель на ступню.
- Разместите держатель по центру голеностопа.
- При необходимости – отрегулируйте, обеспечив удобство.

*****ВНИМАНИЕ!:** Данное изделие содержит натуральный каучуковый латекс, способный вызвать аллергические реакции.

При появлении сыпи или продолжительных болей – прекратить использование изделия и обратиться к врачу.

УХОД: Гумная стирка в холодной воде с mildдействующим моющим средством. Не использовать отбеливатель и смягчители. Тщательно прополоскать, сушить на открытом воздухе.

Примечание: При возникновении каких-либо серьезных проблем со здоровьем, вызванных использованием данного изделия, просба уведомить производителя, указанного на этикетке, а также компетентные органы здравоохранения в вашей стране.

ENKELBANDAGE ELASTISCH ***962SM, ***962MD, ***962LG, ***962XL, ***6502, ***6503, ***963SM, ***963MD, ***963LG, ***963XL, ***3466, ***3467, ***3468, ***3469, ***47631, ***47632, ***47633, ***47634, ***6502A, ***6503A
4-WEG-STRETCH ENKELBANDAGE ELASTISCH 6527, 6527C, 6527ML, 6528, 6528C, 6528MD, 64125ML, 64128ML, 64129ML
ENKELBANDAGE NEOPREENBLEND 964SM, 964MD, 964LG, 964XL, 96411, 96422, 96433, 96444
ENKELBANDAGE NEOPREENBLEND MET BANDEN 965SM-965XL
ENKELBANDAGE NEOPREEN VERSTELBAAR UNIMAAT 4547, 4547EU, 6511, 6511C, 6511ML
4-WEG-STRETCH ENKELBANDAGE 40007, 40008, 40009

Beoogede gebruik: Biedt ondersteuning voor zwakke, geïrriteerde of reumatische enkelgewrichten.

Aanbrengen: (962SM, 962MD, 962L, 962XL, 963SM, 963MD, 963LG, 963XL, 964SM, 964MD, 964LG, 964XL, 3466, 3467, 3468, 3469, 6502, 6503, 6502A, 6503A, 6527, 6527C, 6527ML, 6528, 6528C, 6528MD, 47631, 47632, 47633, 47634, 64125ML, 64128ML, 64129ML, 96411, 96422, 96433, 96444)

1. Schuif de voet in de bandage.

2. Colocqesela alrededor de la correa interior a la compresión deseada.

3. Coloqueela alrededor de la correa exterior a la compresión deseada.

Anbrengen: (4547, 4547EU, 6511, 6511C, 6511ML)

- Coloque el talón en la abertura.
- Aplais de hiel en de opening.
- Agniee la correa alrededor del tobillo.
- Cruce de un lado a otro las correas de tensión alrededor del tobillo.
- Ajustelas según sea necesario hasta que se adapte cómodamente.

Mode de empleo: (4547, 4547EU, 6511, 6511C, 6511ML)

- Coloque el talón en la abertura.
- Aplais de hiel en de opening.
- Agniee la correa alrededor del tobillo.
- Cruce de un lado a otro las correas de tensión alrededor del tobillo.
- Ajustelas según sea necesario hasta que se adapte cómodamente.

Mode de empleo: (4007, 4008, 4009)

- Deslice a tobillera sobre o pie.
- Centre a tobillera sobre o tobillo.
- Ajuste según sea necesario.

****ADVERTENCIA:** Estos productos pueden contener látex de caucho natural que puede causar reacciones alérgicas.

Algunos productos fueron fabricados con una mezcla de neopreno que puede causar irritación en la piel.

Si le llega a presentarse alguna clase de erupción en la piel o si persiste el dolor, suspenda su uso y consulte a un médico.

CUIDADO: Lávese a mano con agua fría y un detergente suave. No use blanqueador ni suavizante de telas. Enjuáguese completamente y séquese al aire libre.

Nota: En caso de que se presente algún incidente de salud grave relacionado con el uso de este producto, informe al fabricante identificado en la etiqueta y a las autoridades de salud correspondientes de sus país.

ONDERHOUD: Met de hand waschen in koud water met niet-agressief wasmiddel. Geen bleekmiddel of wasverzachter gebruiken. Goed spoelen en aan de lucht laten drogen. Kennisgeving: Mocht een ernstig gezondheidsincident plaatsvinden in verband met het gebruik van het hulpmiddel, wordt u verzocht de op het etiket vermelde fabrikant en de bevoegde gezondheidsautoriteiten van uw land hiervan in kennis te stellen.

ON



International Importer of Record

www.muellersportsmed.com/b2c-us/en/InternationalImporter